

SKIN-F[®]

THE WAY
TO A NATURAL
BEAUTY



SKIN-F[®] ACIDO IALURONICO CROSS-LINKATO, GLICINA, PROLINA

I filler SKIN-F[®] correggono gli inestetismi del volto, ripristinano i volumi, rimodellano il profilo e riempiono le rughe e i solchi, restituendo alla pelle idratazione, tono ed elasticità.

La qualità dell'**acido ialuronico**, il sofisticato **cross-linking** e la presenza di **Glicina** e **Prolina** (aminoacidi dermostrutturanti) fanno dei filler **SKIN-F[®]** un gel perfetto, con proprietà meccaniche analoghe a quelle della matrice extracellulare, con densità e viscosità ottimali.

La duplice azione dermostrutturante e di stretching cutaneo permettono di ottenere per un risultato naturale e uniforme nel tempo.



SKIN-F®



3 DOSAGGI PER LE SPECIFICHE ESIGENZE DELLA DONNA


- **SKIN-F® 22**
RIMODELLAMENTO SUPERFICIALE
Rughe superficiali, periorculari, periorali.



- **SKIN-F® 24**
RIPRISTINO DEFICIT VOLUMETRICI
DI MEDIA PROFONDITÀ
Zigomi, pieghe nasolabiali, labbra,
rughe della marionetta.



- **SKIN-F® 26**
RIPRISTINO VOLUMI EVIDENTI
Guance, zigomi, mento, linea mandibolare,
naso.



○ PRIMA
● DOPO



SKIN-F®



INFORMAZIONI BASE

COMPOSIZIONE	SKIN-F® 22	HA 22 mg/ml
	SKIN-F® 24	HA 24 mg/ml
	SKIN-F® 26	HA 26 mg/ml
VOLUME		1 ml
PH		6,5 - 7,5
OSMOLALITÀ		260-340 mOsm/kg
ENDOTOSSINE BATTERICHE		0,05 EU/ml
AGHI	SKIN-F® 22	27 G - 13 mm
	SKIN-F® 24	25-27 G - 16 mm - 13 mm
	SKIN-F® 26	25 G - 16 mm
DURATA		Mediamente 6 mesi a seconda delle condizioni della cute e lo stile di vita del paziente.

REOLOGIA

MODULO ELASTICO G' [Pa]	SKIN-F® 22	58,68
	SKIN-F® 24	71,57
	SKIN-F® 26	123,9
MODULO VISCOSO G'' [Pa]	SKIN-F® 22	28,31
	SKIN-F® 24	36,30
	SKIN-F® 26	57,14
TANGENT	SKIN-F® 22	0,53
	SKIN-F® 24	0,51
	SKIN-F® 26	0,46

VISCOSITÀ

MODULO ELASTICO G' [Pa]	SKIN-F® 22	308,49
	SKIN-F® 24	446,20
	SKIN-F® 26	655,72
MODULO VISCOSO G'' [Pa]	SKIN-F® 22	167,70
	SKIN-F® 24	240,75
	SKIN-F® 26	358,12
TANGENT	SKIN-F® 22	12,11
	SKIN-F® 24	17,51
	SKIN-F® 26	25,86



SKIN-F[®] MAN



3 DOSAGGI PER LE SPECIFICHE ESIGENZE DELL'UOMO

● SKIN-F[®] MAN 22

RIEMPIMENTO DELLE RUGHE SOTTILI
Rughe superficiali, periorculari, periorali.




● SKIN-F[®] MAN 24

RIEMPIMENTO DELLE DEPRESSIONI DEL VOLTO
Zigomi, pieghe nasolabiali, labbra, rughe della marionetta.



● SKIN-F[®] MAN 26

RIPRISTINO DEI VOLUMI, RIEMPIMENTO
DELLE DEPRESSIONI CUTANEE DEL VOLTO
Guance, zigomi, mento, linea mandibolare.



○ PRIMA
● DOPO





INFORMAZIONI BASE

COMPOSIZIONE	SKIN-F [®] MAN 22	HA 22 mg/ml
	SKIN-F [®] MAN 24	HA 24 mg/ml
	SKIN-F [®] MAN 26	HA 26 mg/ml
VOLUME		1 ml
PH		6,5 - 7,5
OSMOLALITÀ		260-340 mOsm/kg
ENDOTOSSINE BATTERICHE		0,05 EU/ml
AGHI	SKIN-F [®] MAN 22	27 G - 13 mm
	SKIN-F [®] MAN 24	25-27 G - 16 mm - 13 mm
	SKIN-F [®] MAN 26	25 G - 16 mm
DURATA		Mediamente 6 mesi a seconda delle condizioni della cute e lo stile di vita del paziente.

REOLOGIA

MODULO ELASTICO G' [Pa]	SKIN-F [®] MAN 22	61,60
	SKIN-F [®] MAN 24	74,43
	SKIN-F [®] MAN 26	127,62
MODULO VISCOSO G'' [Pa]	SKIN-F [®] MAN 22	29,73
	SKIN-F [®] MAN 24	37,75
	SKIN-F [®] MAN 26	58,85
TANGENT	SKIN-F [®] MAN 22	0,50
	SKIN-F [®] MAN 24	0,49
	SKIN-F [®] MAN 26	0,44

VISCOSITÀ

MODULO ELASTICO G' [Pa]	SKIN-F [®] MAN 22	323,91
	SKIN-F [®] MAN 24	464,05
	SKIN-F [®] MAN 26	675,39
MODULO VISCOSO G'' [Pa]	SKIN-F [®] MAN 22	176,09
	SKIN-F [®] MAN 24	250,38
	SKIN-F [®] MAN 26	368,86
TANGENT	SKIN-F [®] MAN 22	12,72
	SKIN-F [®] MAN 24	18,21
	SKIN-F [®] MAN 26	26,64

Le formulazioni SKIN-F[®] MAN contengono una maggiore quantità di aminoacidi e l'acido ialuronico, oltre ad essere presente in quantità superiori, ha un grado di cross-linking e rispetto a quello per le donne.





1. Scarano A, Sbarbati A, Amore R, Iorio EL, Ferraro G, Marchetti M, Amuso D The role of hyaluronic acid and amino acid against the aging of the human skin: A clinical and histological study PMID: 33090687 DOI: 10.1111/jocd.13811.
2. Scarano A, Puglia F, Cassese R, Mordente I, Amore R, Ferraro G, Sbarbati A, Lo Russo F, Greco Lucchina A, Amuso D Hyaluronic acid fillers in lip augmentation procedure: a clinical and histological study J Biol Regul Homeost Agents 2019 Nov-Dec; 33(6 Suppl. 2):103-108
3. Attenello NH, Maas CS. Injectable fillers: review of material and properties Facial Plast Surg 31, 29, 2015.
4. Carruthers J, Carruthers A, Humphrey S Introduction to fillers Plast Reconstr Surg 136, 120S, 2015.
5. Sundaram H, Cassuto D. Biophysical characteristics of hyaluronic acid soft-tissue fillers and their relevance to aesthetic applications. Plast Reconstr Surg 132, 5S, 2013.
6. Kablik J, Monheit GD, Yu L, Chang G and Gersh-kovich J Comparative physical properties of hyaluronic acid dermal fillers Dermatol Surg 35, Suppl 1: 302, 2009.
7. Lupo, MP. Hyaluronic acid fillers in facial rejuvenation Semin Cutan Med Surg 25, 122, 2006.
8. Solish N, Bertucci V, Percec I, Wagner T, Nogueira A, Mashburn J Dynamics of hyaluronic acid fillers formulated to maintain natural facial expression J Cosmet Dermatol. 2019. Jun;18(3):738-746. doi: 10.1111/jocd.12961. Epub 2019 Apr 29.
9. Percec I, Bertucci V, Solish N, Wagner T, Nogueira A, Mashburn J An Objective, Quantitative, Dynamic Assessment of Hyaluronic Acid Fillers That Adapt to Facial Movement. Plast Reconstr Surg. 2020 Feb;145(2):295e-305e. doi: 10.1097/PRS.0000000000006461.
10. Yazdanparast T, Samadi A, Hasanzadeh H, Nasrollahi SA, Firooz A, Kashani MN Assessment of the Efficacy and Safety of Hyaluronic Acid Gel Injection in the Restoration of Fullness of the Upper Lips J Cutan Aesthet Surg. 2017 Apr-Jun;10(2):101-105. doi: 10.4103/JCAS.JCAS_115_16.
11. Matecka M, Lelonkiewicz M, Pieczyńska A, Pawlaczyk M Subjective Evaluation of the Results of Injectable Hyaluronic Acid Fillers for the Face Clin Interv Aging.2020 Jan 13;15:39-45. doi: 10.2147/CIA.S233405. eCollection 2020.
12. Prasetyo AD, Prager W, Rubin MG, Moretti EA, Nikolis A Hyaluronic acid fillers with cohesive polydensified matrix for soft-tissue augmentation and rejuvenation: a literature review Clin Cosmet Investig Dermatol. 2016 Sep 8;9:257-80. doi: 10.2147/CCID.S106551. eCollection 2016.







italfarmacia
LABORATORI

Via di Tor Sapienza, 7
00155 Roma
www.italfarmacia.com

Tel. +39 06 45441800
Fax +39 06 45441801
info@italfarmacia.com



 Made in Italy



Sempre primi, per il tuo benessere!
Always first, for your well-being!